

# Precizno doziranje i raspoređivanje

Sigurnost kod kontinualnog rada bez nadgledanja: motor će se isključiti u slučaju visokog termalnog opterećenja radi **sprječavanja nesretnih slučajeva**.

**Visoka preciznost**, čak i za protoke od 0.005 ml/min.



Za jednostavnije upravljanje, isporučujemo dodatni nožni daljinski uravljač koji preko kabela upravljanja pogonom pumpe **van zatvorene kabine za isparivanje**.

Sve modele odlikuje lagani početak rada koji **sprječava proljevanje i prskanje medija**. Brzina će se lagano povećavati sve dok se ne dostigne zadani broj okretaja u minuti.

Za upotrebu u biologiji ćelija jednostavno koristite glavu pumpe sa konveksnim valjcima koji **ne pritiskaju** posude kao što to rade konvencionalni valjci.