

# Temperaturno kontrolirano mješanje

**Izbjegavanje nesreća:** svi model dizajnirani su sa niskim težištem što sprječava klizanja pri velikim brzinama, čak i na vlažnoj podlozi.

Senzor prekomjerne temperature preventivno isključuje uređaj **u situacijama opasnog pregrijavanja** - naročito važno u slučajevima nekontroliranog kontinualnog rada.

**Izaberite** različite režime mješanja, kruženja, kuteva i kapaciteta opterećenja - **model za sve vaše potrebe.**



Neograničena **vizualna kontrola reakcije** u svakom trenutku: zahvaljujući prozirnog PETG materijalu.

**Trenutni pristup:** opcioni poklopac inkubatora otvara sa odmah i bloklra se u bilo kojem položaju.

Za primjene u mikrobiologiji: izolirani pogonski sustav **sprječava** bilo kakvo zagrijavanje koje dolazi od motora i termanlo oštećenje vašeg uzorka.